

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
3682	クラミジアニューモニエ IgG&IgA	検査項目名	クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエ IgA & IgG	クラミジアニューモニエ IgA & IgG
		保存(安定性)	冷蔵(21日)	凍結
		所要日数	3~6日	4~9日
		基準値	IgG:30未満 陰性 IgA:8未満 陰性 (判定基準は裏面参照)	IgG:0.90未満 陰性 IgA:0.90未満 陰性
5909	クラミジアニューモニエ IgM	検査項目名	クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエ IgM	クラミジアニューモニエ IgM
		保存(安定性)	冷蔵(21日)	凍結
		所要日数	3~6日	4~9日
		基準値	0.5未満 陰性 (判定基準は裏面参照)	0.90未満 陰性

※その他検査要領に変更はございません。

■変更期日

2014年8月20日(水)受付日分より

以上

■判定基準

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgG

EIU 値	判定
EIU < 30	陰性(-)
30 ≤ EIU ≤ 45	判定保留(±) ^{※1}
EIU > 45	陽性(+)

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgA

EIU 値	判定
EIU < 8	陰性(-)
8 ≤ EIU ≤ 12	判定保留(±) ^{※1}
EIU > 12	陽性(+)

※1: 28日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgM

S/CO 値	判定
S/CO < 0.5	陰性(-)
0.5 ≤ S/CO ≤ 1.1	判定保留(±) ^{※2}
S/CO > 1.1	陽性(+)

※2: 10日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

■新旧二法の相関

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgG

		旧法			計
		+	±	-	
新法	+	54	7	15	76
	±	0	0	4	4
	-	0	0	20	20
計		54	7	39	100

一致率: 74.0%

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgA

		旧法			計
		+	±	-	
新法	+	39	5	21	65
	±	2	1	12	15
	-	0	0	20	20
計		41	6	53	100

一致率: 60.0%

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgM

		旧法			計
		+	±	-	
新法	+	6	0	1	7
	±	7	1	1	9
	-	29	9	46	84
計		42	10	48	100

一致率: 53.0%

■検査方法参考文献

松本 明: 第 22 回日本臨床微生物学会総会ワークショップ1 (IgG、IgA 共通)

宮下 修行, 他: 小児科診療71(1): 95~99, 2008. (IgM)