

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、別掲の項目につきまして本年9月末日より検査方法等を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧	備考
105	3899	TARC	検査方法	CLEIA [塩野義製薬]	EIA [塩野義製薬]	高精度試薬の採用
			報告下限値	100pg/mL 未満	125pg/mL 未満	
-	2560	ベンゾジアゼピンスクリーニング	検体量	血清 1.0mL	血清 2.0mL	LC-MS/MS法の採用
			検査方法	LC-MS/MS	GC-MS LC-MS/MS	

■変更期日

- 2014年9月30日(火)受付日分より


以上

TARC


TARCの測定試薬を同一メーカーが販売するCLEIA法による試薬に変更致します。新旧二法の相関は良好で基準値の変更はございません。

■新旧二法の相関

[全体]



[低値域]



(LSI 検討データ)