

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして検査内容変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■検査内容変更対象項目

- [2266] ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(hANP)
- [4979] 可溶性IL-2レセプター
- [3730] 抗RNP抗体〔ELISA〕
- [3734] 抗Sm抗体〔ELISA〕
- [3738] 抗SS-A/Ro抗体〔ELISA〕
- [3742] 抗SS-B/La抗体〔ELISA〕
- [3746] 抗Scl-70抗体〔ELISA〕
- [3825] 抗Jo-1抗体〔ELISA〕

※変更内容の詳細は次頁以降をご参照下さい。

■変更期日

- 2015年12月17日(木)受付日分より

以上

●検査内容変更一覧

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
57	2266	ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド (hANP)	報告範囲	5.0未満、5.0～1990、2000以上	5.0以上、5.1～1290、1300以上
			参考文献	松岡 泰弘, 他: 医療と検査機器・試薬 33(4): 535～540, 2010.	下迫 賢一, 他: 医学と薬学 57(6): 901～905, 2007.
62	4979	可溶性IL-2レセプター	検査方法	CLEIA	ELISA
			検体量	血清 0.5mL	血清 0.4mL
			報告範囲	50.0未満、50.0～99900000	54.5未満、54.5～99900000
			参考文献	丹部 絵梨, 他: 医療と検査機器・試薬 37(5): 649～657, 2014.	岩永 美奈子, 他: 医学と薬学 55(6): 927～934, 2006.
95	3730	抗RNP抗体	検査項目名	抗RNP抗体[CLEIA]	抗RNP抗体
			検査方法	CLEIA	ELISA
			基準値(単位)	10.0未満 (U/mL)	10.0以下 (U/mL)
			報告範囲	2.0未満、2.0～549、550以上	7.0以下、7.1～499、500以上
			備考	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。	(記載なし)
			参考文献	西山 進, 他: 医学と薬学 68(2): 345～355, 2012.	秋月 正史, 他: 医学と薬学 37(2): 509～520, 1997.
95	3734	抗Sm抗体	検査項目名	抗Sm抗体[CLEIA]	抗Sm抗体
			検査方法	CLEIA	ELISA
			基準値(単位)	10.0未満 (U/mL)	10.0以下 (U/mL)
			報告範囲	1.0未満、1.0～599、600以上	7.0以下、7.1～499、500以上
			備考	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。	(記載なし)
			参考文献	西山 進, 他: 医学と薬学 68(2): 345～355, 2012.	秋月 正史, 他: 医学と薬学 37(2): 509～520, 1997.

※その他検査要領に変更はございません。

頁	項目 コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
95	3738	抗 SS-A/Ro 抗体	検査項目名	抗 SS-A/Ro 抗体 [CLEIA]	抗 SS-A/Ro 抗体
			検査方法	CLEIA	ELISA
			基準値 (単位)	10.0 未満 (U/mL)	10.0 以下 (U/mL)
			報告範囲	1.0 未満、1.0~1190、 1200 以上	7.0 以下、7.1~499、 500 以上
			備考	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。	(記載なし)
			参考文献	西山 進, 他: 医学と薬学 68(2): 345 ~ 355, 2012.	秋月 正史, 他: 医学と薬学 37(2): 509 ~ 520, 1997.
95	3742	抗 SS-B/La 抗体	検査項目名	抗 SS-B/La 抗体 [CLEIA]	抗 SS-B/La 抗体
			検査方法	CLEIA	ELISA
			基準値 (単位)	10.0 未満 (U/mL)	10.0 以下 (U/mL)
			報告範囲	1.0 未満、1.0~999、 1000 以上	7.0 以下、7.1~499、 500 以上
			備考	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。	(記載なし)
			参考文献	西山 進, 他: 医学と薬学 68(2): 345 ~ 355, 2012.	秋月 正史, 他: 医学と薬学 37(2): 509 ~ 520, 1997.
95	3746	抗 Scl-70 抗体	検査項目名	抗 Scl-70 抗体[CLEIA]	抗 Scl-70 抗体
			検査方法	CLEIA	ELISA
			基準値 (単位)	10.0 未満 (U/mL)	10.0 以下 (U/mL)
			報告範囲	1.0 未満、1.0~849、 850 以上	7.0 以下、7.1~499、 500 以上
			備考	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。	(記載なし)
			参考文献	松下 雅和, 他: 医学と薬学 70(1): 109 ~ 117, 2013.	廣澤 実一, 他: 医学と薬学 39(1): 163 ~ 174, 1998.

※その他検査要領に変更はございません。


頁	項目 コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
95	3825	抗 Jo-1 抗体	検査項目名	抗 Jo-1 抗体[CLEIA]	抗 Jo-1 抗体
			検査方法	CLEIA	ELISA
			基準値 (単位)	10.0 未満 (U/mL)	10.0 以下 (U/mL)
			報告範囲	1.0 未満、1.0~549、 550 以上	7.0 以下、7.1~499、 500 以上
			備考	不活化(非働化)検体ではデータ影響を及ぼす場合がありますので避けて下さい。	(記載なし)
			参考文献	松下 雅和, 他: 医学と薬学 70(1): 109~117, 2013.	廣澤 実一, 他: 医学と薬学 39(1): 163~174, 1998.

※その他検査要領に変更はございません。

ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(hANP)

現行試薬の販売中止に伴い、同等性能の測定試薬に変更し報告範囲を再設定いたします。
なお、基準値に変更はございません。

■新旧二法の相関




可溶性 IL-2 レセプター

測定精度向上のため現試薬と同一メーカーの試薬および全自動測定装置に変更させていただきます。これに伴い、検査方法および検体量等を変更させていただきます。

なお、基準値に変更はございません。

■新旧二法の相関




**抗 RNP 抗体 抗 Sm 抗体 抗 SS-A/Ro 抗体
抗 SS-B/La 抗体 抗 Scl-70 抗体 抗 Jo-1 抗体**


現試薬の販売中止に伴い、CLEIA試薬に変更させていただきます。新基準値はメーカー設定値です。

■新旧二法の相関


抗RNP抗体




抗Sm抗体




抗SS-A/Ro抗体



抗SS-B/La抗体



抗Scl-70抗体



抗Jo-1抗体

