

2016 年 4 月
No.16-044b(全)※1

ホルター心電図解析検査 再委託に伴うお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、ホルター心電図解析検査につきまして、2016 年 3 月 28 日受付分より再委託させていただいておりますが、日本光電社製の記録機をご使用頂いた場合に下記の注意点がございましたので、取り急ぎご案内いたします。

ご案内が遅れました事を、謹んでお詫び申し上げます。

敬具

記

■日本光電社製記録機の返却SDカード使用時の注意点

返却いたしましたSDカードを記録機にセットした際に「ミサイセイカード」というメッセージが表示された場合、記録スタート時にイベントボタンを 3 秒間押して下さい。

記録消去の上、記録が開始されます。

※従来の自社検査では SD カードから直接再生を実行しておりましたが、現行の再委託検査の場合は、記録データをコピーして再委託する方法に変更したことにより、このメッセージが表示されます。

以上