

「HLA 遺伝子型判定」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、標記項目の検査委託先より、検査試薬変更の連絡がございましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

また、検査試薬に併せて型判定用のアレル・データベースも最新に更新してより詳細な型別分類を可能にするとともに、CWD(Common and Well-Documented)ライブラリー*とわが国の骨髄バンクにて蓄積したアレル出現頻度データを加味して極めて稀なアレルをデータマッチング結果から棄却することで、よりの確な判定結果をご報告できると存じます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

* CWD ライブラリー: 世界的規模で収集・蓄積されたヒト HLA アレルデータの総合ライブラリー

記

■対象項目/変更内容

- [5936] HLA 遺伝子型判定 (A Locus)
- [5937] HLA 遺伝子型判定 (B Locus)
- [5938] HLA 遺伝子型判定 (C Locus)
- [5972] HLA 遺伝子型判定 (DRB1)
- [6107] HLA 遺伝子型判定 (DQB1)
- [6108] HLA 遺伝子型判定 (DPB1)

変更内容		新	旧
検査試薬		SeCore [One Lambda]	AlleleSEQR [Celera Co.]
測定範囲	A,B,C	同右(変更なし)	Exon2-4
	DRB1	Exon2, 3	Exon2
	DQB1	同右(変更なし)	Exon2, 3
	DPB1	Exon2-4	Exon2
報告形態		アレル表示桁数(4桁または6桁) ※一部報告桁数に変更あり。 (例)A*02:07:01	アレル表示桁数(4桁または6桁) (例)A*02:07

※項目コード・検体量・検査方法等の検査要項に変更はございません。

■変更期日

- 2016年6月20日(月)受付日分より

以上