

2016年8月
No.16-093a(本)※1

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目の検査委託先より検査中止の連絡がございました。
弊社としましては、これら検査項目の委託先を変更して引き続き検査受託することになりましたので、委託先変更に伴う検査内容変更をご案内させていただきます。
誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。
敬具

記

■対象項目

- [1548] 総酸性フォスファターゼ(ACP)
- [2171] 3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレングリコール(MHPG)〈血漿〉
- [2172] 3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレングリコール(MHPG)〈髄液〉
- [6903] インターロイキン-5(IL-5)
- [-] インターロイキン-1 レセプター・アンタゴニスト(IL-1ra)
- [4093] 顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子(GM-CSF)

※変更内容の詳細は裏面をご参照下さい。

■変更期日

- 2016年9月30日(金)受付日分より

以上

■検査項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
2	1548	総酸性フォスファターゼ (ACP)	検査方法	DCAP-P基質法	UV法
			基準値(単位)	14.4以下 (U/L)	14.3以下 (IU/L)
			検体の安定性	3週	12~24週
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSIメディエンス (→1)
39	2171	3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレンジグリコール(MHPG)〈血漿〉	検査項目名	MHPG〈血漿〉	3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレンジグリコール (MHPG)〈血漿〉
			提出量	EDTA血漿 1.5mL	EDTA血漿 2mL
			基準値(単位)	3.2~5.9 (ng/mL)	total 7~20 (ng/mL)
			所要日数	事前にご確認下さい	8~21日
			検体の安定性	35日	なし
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSIメディエンス (→1)
	2172	3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレンジグリコール(MHPG)〈髄液〉	検査項目名	MHPG〈髄液〉	3-メトキシ-4-ヒドロキシフェニルエチレンジグリコール (MHPG)〈髄液〉
			提出量	髄液 1.5mL	髄液 2mL
			基準値(単位)	なし (ng/mL)	total 8~43 (ng/mL)
			所要日数	事前にご確認下さい	8~21日
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSIメディエンス (→1)
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSIメディエンス (→1)
145	6903	インターロイキン-5(IL-5)	検査項目名	IL-5 (インターロイキン-5)	インターロイキン-5 (IL-5)
			提出量	血液 2mL ↓ <input type="checkbox"/> 遠心 血清 0.5mL	血液 1mL ↓ <input type="checkbox"/> 遠心 EDTA血漿 0.3mL
			容器	01	14 ↓ 02
			検査方法	ELISA	EIA
			基準値(単位)	3.9以下 (pg/mL) (参考値)	3.9未満 (pg/mL)
			備考	なし	必ず血漿分離の上ご提出下さい。血清、細胞培養上清も検査可。
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSIメディエンス (→1)

※その他の検査要項に変更はございません。

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧	
145	-	インターロイキン-1レセプター・アンタゴニスト (IL-1ra)	検査項目名	IL-1RA(インターロイキン-1レセプター・アンタゴニスト)	インターロイキン-1レセプター・アンタゴニスト(IL-1ra)	
			検査方法	ELISA	EIA	
			基準値	105~1062 (pg/mL) (参考値)	85.6~660(pg/mL)	
			備考	採血後、速やかに血漿分離して下さい。	必ず血漿分離の上ご提出下さい。血清、細胞培養上清も検査可。	
				検査委託先	エスアールエル (→5)	LSIメディエンス (→1)
	4093	顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子 (GM-CSF)	検査項目名	GM-CSF(顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子)	顆粒球・マクロファージコロニー刺激因子(GM-CSF)	
			提出量	培養液 0.5mL	血液 2mL ↓ <input type="checkbox"/> 遠心 EDTA血漿 0.5mL	
			容器	27	14 ↓ 02	
			検査方法	ELISA	EIA	
			基準値	なし (pg/mL)	2.00未満 (pg/mL)	
			備考	なし	必ず血漿分離の上ご提出下さい。血清、細胞培養上清も検査可。	
			検体の安定性	4週	なし	
			検査委託先	エスアールエル (→5)	LSIメディエンス (→1)	

※その他の検査要項に変更はございません。