

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、別掲の項目につきまして検査委託先において本年4月末より検査内容変更がございましたが、ご案内が漏れていたことが判明しましたので取り急ぎご案内する次第です。

変更後のご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます。

先生方にはご不便をお掛けすると存じますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
3682	クラミジアニューモニエ IgG&IgA	検査項目名	クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエ IgA & IgG	クラミジアニューモニエ IgA & IgG
		保存(安定性)	冷蔵(21日)	凍結
		所要日数	3~6日	4~9日
		基準値	IgG: 30未満 陰性 IgA: 8未満 陰性 (判定基準は裏面参照)	IgG: 0.90未満 陰性 IgA: 0.90未満 陰性
5909	クラミジアニューモニエ IgM	検査項目名	クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエ IgM	クラミジアニューモニエ IgM
		保存(安定性)	冷蔵(21日)	凍結
		所要日数	3~6日	4~9日
		基準値	0.5未満 陰性 (判定基準は裏面参照)	0.90未満 陰性

※その他検査要領に変更はございません。

■変更期日

2014年4月30日(水)受付日分より変更されています。

以上

■判定基準

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgG

EIU 値	判定
EIU < 30	陰性(-)
30 ≤ EIU ≤ 45	判定保留(±) ^{※1}
EIU > 45	陽性(+)

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgA

EIU 値	判定
EIU < 8	陰性(-)
8 ≤ EIU ≤ 12	判定保留(±) ^{※1}
EIU > 12	陽性(+)

※1: 28日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgM

S/CO 値	判定
S/CO < 0.5	陰性(-)
0.5 ≤ S/CO ≤ 1.1	判定保留(±) ^{※2}
S/CO > 1.1	陽性(+)

※2: 10日以降に採血した血清による再検査をお勧めいたします。

■新旧二法の相関

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgG

		旧法			計
		+	±	-	
新法	+	54	7	15	76
	±	0	0	4	4
	-	0	0	20	20
計		54	7	39	100

一致率: 74.0%

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgA

		旧法			計
		+	±	-	
新法	+	39	5	21	65
	±	2	1	12	15
	-	0	0	20	20
計		41	6	53	100

一致率: 60.0%

クラミドフィラ(クラミジア)ニューモニエIgM

		旧法			計
		+	±	-	
新法	+	6	0	1	7
	±	7	1	1	9
	-	29	9	46	84
計		42	10	48	100

一致率: 53.0%

■検査方法参考文献

松本 明: 第 22 回日本臨床微生物学会総会ワークショップ1 (IgG、IgA 共通)

宮下 修行, 他: 小児科診療71(1): 95~99, 2008. (IgM)