

「ノロウイルス抗原:EIA」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、標記項目につきましては測定試薬の販売中止に伴い、同一メーカーが販売する改良試薬に変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

改良試薬ではノロウイルスGⅡ.17型に対する反応性が改良されています。

誠に勝手ではございますが、事情を賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

- [4094] ノロウイルス抗原:EIA (総合検査案内 62 頁掲載)

変更内容	新	旧
検査方法	EIA [デンカ生研]	EIA [デンカ生研]

【判定一致率】

		旧法		
		陽性	陰性	計
新法	陽性	48	2 [※]	50
	陰性	0	50	50
	計	48	52	100

陽性一致率:100%(48/48)

陰性一致率:96.2%(50/52)

判定一致率:98.0%(98/100)

※乖離した2検体をPCR法で検証した結果、
陽性と判定されました。

(LSI 検討データ)

■変更期日

- 2017年11月30日(木)受付日分より

以上