

## 「STD マイコプラズマ同定」 採取容器変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、下記項目の検体採取容器が製造販売中止されたことに伴い、これを変更させていただきますので、取り急ぎご案内いたします。



誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■対象項目/変更内容

- [8536] STD マイコプラズマ同定（生殖器ぬぐい液）
- [8542] STD マイコプラズマ同定（咽頭ぬぐい液）

変更内容	新	旧
容器名称	STD 遺伝子増幅検査用容器(ぬぐい液用)[57番]	
採取容器 (ぬぐい液)		
容器形状	容器サイズ:16φ×150mm 蓋:スクリューキャップ	容器サイズ:16φ×104mm 蓋:押し蓋
ぬぐい液の 処置方法	検体採取後直ちにスワブを容器底部まで入れて下さい。 <u>そのままキャップ</u> をして、2～8℃で冷蔵保存して下さい。	検体採取後直ちにスワブを容器底部まで入れて下さい。 <u>スワブを容器上部で折り</u> 、そのままキャップをして 2～8℃で冷蔵保存して下さい。

※ 処置方法の下線部が変更されます。容器番号、ぬぐい液の採取方法等に変更はございません。

#### ■変更期日

- 本案内以降、順次切替させていただきます。