

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

### 記

#### ■検査項目/変更内容

- 別掲の「検査内容変更一覧」をご参照下さい。

#### ■変更期日

- 2020年7月1日(水)受付日分より

以上

## ●検査内容変更一覧

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
4	4044	MMP-3 (マトリックスメタロプロ テイナーゼ-3)	検査方法	LA(ラテックス凝集比濁 法)	LITA
			所要日数	3~4日	3~6日
			備考	分離剤入り真空採血管、 凝固促進剤入り採血管を 使用する際、採血管規定 量より採血量が少ない場 合は測定値が低下する可 能性があります。 脚注参照*5	不活化(非働化)検体では データ影響を及ぼす場合 がありますので避けてくだ さい。 脚注参照*5
			検査委託先	LSIメディエンス(→1)	エスアールエル(→5)
38	4126	骨型アルカリ フォスファターゼ (BAP)	検体量	血清 0.3 mL	血清 0.8 mL
			所要日数	3~5日	3~6日
			検査委託先	LSIメディエンス(→1)	エスアールエル(→5)
38	2332	I型プロコラーゲン -N-プロペプチド (total P1NP)	検査項目名	total P1NP (I型プロコラーゲン-N- プロペプチド)	I型プロコラーゲン-N- プロペプチド (total P1NP)
			検体量	血清 0.3 mL	血清 0.4 mL
			単位	μg/L	ng/mL
			所要日数	3~5日	3~6日
			備考	EDTA 血漿も検査可。 溶血検体では測定値が低 下傾向となります。	溶血でのご依頼は避けて 下さい(溶血の場合、デー タが低値傾向となります)。
			検体の安定性	5日	4週
検査委託先	LSIメディエンス(→1)	エスアールエル(→5)			
44	2268	エリスロポエチン (EPO)	検体量	血清 0.7 mL	血清 0.8 mL
			保存方法	凍結	冷蔵
			所要日数	3~5日	3~6日
			検体の安定性	12週	4週
			検査委託先	LSIメディエンス(→1)	エスアールエル(→5)
48	2411	エラスターゼ 1	保存方法	冷蔵	凍結
			検査方法	LA (ラテックス凝集比濁法)	ラテックス免疫比濁法
			所要日数	3~4日	3~6日
			検体の安定性	12週	(なし)
			検査委託先	LSIメディエンス(→1)	エスアールエル(→5)
48	2415	CA125	検査方法	CLIA	CLEIA
			所要日数	3~5日	3~6日
			検体の安定性	12週	(なし)
			検査委託先	LSIメディエンス(→1)	エスアールエル(→5)

※その他の検査要項に変更はございません。

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
49	2444	PIVKA-II	検 体 量	血清 0.4 mL	血清 0.5 mL
			検 査 方 法	CLIA	CLEIA
			所 要 日 数	3~5 日	3~6 日
			検 査 委 託 先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)
56	(血清) 2667  (髄液) 2668	風疹ウイルス《HI》	検 査 項 目 名	風疹	風疹ウイルス
			検 体 量	血清 0.3 mL 髄液 0.4 mL	血清 0.2 mL 髄液 0.4 mL
			基 準 値	(最低希釈倍率) 血清 8 倍 髄液原液	血清 8 未満 髄液 1 未満 (倍)
			所 要 日 数	4~6 日	4~7 日
			備 考	(記載なし)	血清: 出発希釈 8 倍 髄液: 出発希釈 1 倍
			検 査 委 託 先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)
			59	2810	水痘・帯状疱疹 ウイルス IgG
検 体 量	血清 0.3mL	血清 0.2mL			
所 要 日 数	4~7 日	3~6 日			
検体の安定性	4 週	(なし)			
検 査 委 託 先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)			
59	2813	水痘・帯状疱疹 ウイルス IgM	検 査 項 目 名	水痘・帯状ヘルペス 定量 IgM (VZV)	水痘・帯状疱疹 ウイルス IgM
			検 体 量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			所 要 日 数	4~7 日	3~6 日
			検体の安定性	4 週	(なし)
			検 査 委 託 先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)
59	2816	風疹ウイルス IgG	項 目 名	風疹 IgG	風疹ウイルス IgG
			検 体 量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			基 準 値	(-) EIA 価 2.0 未満	2.0 未満 陰性
			所 要 日 数	4~7 日	3~6 日
			備 考	69 頁参照	69 頁参照 IgG: 固相法 IgM: 捕捉法 髄液の測定も可能です 検体量 各 0.4mL(冷蔵) 基準値 IgM 0.80 未満 陰性 IgG 0.20 未満 陰性
			検 査 委 託 先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)

※その他の検査要項に変更はございません。

頁	項目コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
59	2819	風疹ウイルス IgM	項目名	風疹 IgM	風疹ウイルス IgM
			検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			基準値	(-) index 0.80 未満	0.80 未満 陰性
			所要日数	4~7日	3~6日
			備考	69 頁参照	69 頁参照 IgG: 固相法 IgM: 捕捉法 ( 髄液の測定も可能です ) 検体量 各 0.4mL(冷蔵) 基準値 IgM 0.80 未満 陰性 IgG 0.20 未満 陰性
			検査委託先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)
59	2822	麻疹ウイルス IgG	検査項目名	麻疹 IgG	麻疹ウイルス IgG
			検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			所要日数	4~7日	3~6日
			検体の安定性	4 週	(なし)
			検査委託先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)
59	2825	麻疹ウイルス IgM	検査項目名	麻疹 IgM	麻疹ウイルス IgM
			検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			所要日数	4~7日	3~6日
			検体の安定性	4 週	(なし)
			検査委託先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)
59	2840	ムンプスウイルス IgG	検査項目名	ムンプス IgG	ムンプスウイルス IgG
			検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			所要日数	4~7日	3~6日
			検体の安定性	4 週	(なし)
			検査委託先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)
59	2843	ムンプスウイルス IgM	検査項目名	ムンプス IgM	ムンプスウイルス IgM
			検体量	血清 0.3mL	血清 0.2mL
			所要日数	4~7日	3~6日
			検体の安定性	4 週	(なし)
			検査委託先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)
82	3714	抗核抗体 (ANA)	検体量	血清 0.4mL	血清 0.3mL
			検査方法	FAT	FA
			所要日数	3~5日	3~6日
			保存可能時間	4 週	(記載なし)
			検査委託先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)

※その他の検査要項に変更はございません。