

「インターロイキン-6(IL-6)《ECLIA》」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして、測定試薬を同一メーカーが販売するビオチン干渉を改良した試薬に変更いたします。ビオチンにおける留意事項も下記のとおり変更となりますのでご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目

- [4961] インターロイキン-6(IL-6)《ECLIA》

■変更内容

変更内容	新	旧
ビオチンにおける留意事項	(削除)	高用量のビオチンを投与・摂取している場合、偽低値になる可能性がありますので、投与後は8時間以上空けて採血してください。


※新旧二法の相関は裏面をご確認ください。

■变更日期

- 2021年7月31日(土)受付日分より

■新旧二法の相関

●インターロイキン-6(IL-6)《ECLIA》



(LSI メディエンス 検討データ)