

「抗カルジオリピン抗体」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目につきまして、測定試薬を国際血栓止血学会が定める分類基準に準じたものに変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

頁	項目コード	検査項目名	変更内容	新	旧
93	3805	抗カルジオリピン抗体 (IgG)	検査項目名	抗カルジオリピンIgG抗体	抗カルジオリピン抗体 (IgG)
			基準値	12.3 以下 (U/mL)	10 未満 (U/mL)
			報告範囲	4.0 未満, 4.0~119, 120 以上 (U/mL)	8 以下, 9~119, 120 以上 (U/mL)
93	3806	抗カルジオリピン抗体 (IgM)	検査項目名	抗カルジオリピンIgM抗体	抗カルジオリピン抗体 (IgM)
			基準値	20.8 以下 (U/mL)	8 未満 (U/mL)
			報告範囲	2.5 未満, 2.5~79.9, 80 以上 (U/mL)	5 以下, 6~79, 80 以上 (U/mL)
			所要日数	3~6日	4~7日
			実施料	232点	(なし)
			判断料	144点 (免疫学的検査判断料)	(なし)

※ その他検査要項に変更はございません。検査内容の詳細は裏面をご確認ください。

■変更期日

●2022年3月30日(水)受付日分より

■検査要項

項目コード	3805	3806
検査項目名	抗カルジオリピン IgG 抗体	抗カルジオリピン IgM 抗体
検体量/容器	血液 1 mL ↓ <input type="checkbox"/> 遠心 血清 0.3 mL (容器形態:01)	血液 1 mL ↓ <input type="checkbox"/> 遠心 血清 0.3 mL (容器形態:01)
保存方法	冷蔵	冷蔵
所要日数	3～6 日	3～6 日
検査方法	ELISA	ELISA
基準値	12.3 以下 (U/mL)	20.8 以下 (U/mL)
報告範囲(単位)	4.0 未満, 4.0～119, 120 以上 (U/mL)	2.5 未満, 2.5～79.9, 80.0 以上 (U/mL)
桁数	有効 3 桁、整数 3 桁 小数 1 桁	有効 3 桁、整数 2 桁 小数 1 桁
検査実施料	232 点* (「D014」自己抗体検査「27」抗カルジオリピン抗体)	232 点* (「D014」自己抗体検査「27」抗カルジオリピン抗体)
判断料	144 点(免疫学的検査判断料)	144 点(免疫学的検査判断料)
検査委託先	エスアールエル (→5)	エスアールエル (→5)

* 検査実施料に関わる留意事項

- ・抗カルジオリピン β_2 グリコプロテイン I 複合体抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
- ・抗カルジオリピン IgG 抗体、抗カルジオリピン IgM 抗体、抗 β_2 グリコプロテイン I IgG 抗体及び抗 β_2 グリコプロテイン I IgM 抗体の検査を併せて実施した場合は、主たるもの 3 つに限り算定する。

■参考文献

- 小川 昌起, 他:医学と薬学 78(4):447～459, 2021. (検査方法参考文献)
阿部 靖矢, 他:血栓止血誌 29(3):294～306, 2018. (臨床的意義参考文献)