

## 新規受託項目のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、下記項目の検査受託を開始することとなりましたのでご案内いたします。  
弊社では皆様のご要望にお応えすべく、今後とも検査の新規拡大に努めてまいります。

敬具

### 記

#### ■新規受託項目

項目コード	-			
検査項目名	ミスマッチ修復タンパク《IHC法》			
検体量/保存方法	未染標本スライド 9枚(4μm厚)*1,2,3 [容器番号:20] / 常温			
検査方法	免疫組織化学染色			
報告様式	下記の病理判定と組織所見をご報告します。			
	<table border="1"><tr><td>病理判定</td><td>ミスマッチ修復機能正常(pMMR) ミスマッチ修復機能欠損(dMMR) 判定不能</td></tr><tr><td>組織所見</td><td>ミスマッチ修復タンパク 4種の発現(MLH1発現、PMS2発現、MSH2発現、MSH6発現)について、保持/消失/判定不能にてご報告します。</td></tr></table>	病理判定	ミスマッチ修復機能正常(pMMR) ミスマッチ修復機能欠損(dMMR) 判定不能	組織所見
病理判定	ミスマッチ修復機能正常(pMMR) ミスマッチ修復機能欠損(dMMR) 判定不能			
組織所見	ミスマッチ修復タンパク 4種の発現(MLH1発現、PMS2発現、MSH2発現、MSH6発現)について、保持/消失/判定不能にてご報告します。			
所要日数	7~10日*4			
検査実施料/判断料	2700点*5 / 130点(病理判断料)			
備考	*1:スライドは剝離防止コートスライドガラスをご使用ください。 *2:組織標本の固定は10%中性緩衝ホルマリンが推奨されています。 (推奨固定時間:6~72時間) *3:スライド枚数については、再検査用の検体も含んでいます。 *4:所要日数に再検査の日数は含まれません。また、パラフィンブロックで ご依頼の場合は別途日数がかかる場合があります。 *5:保険適用条件については、Information No.22-167a(全)をご参照ください。			
検査委託先	LSIメディエンス(→1)			

#### ■受託開始日

●2022年12月5日(月)

以上