

内部精度管理の実施状況

2023年7月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.60	0.05	0.9
	L-コンセーラ II EX	8.12	0.07	0.8
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.50	0.05	1.4
	L-コンセーラ II EX	5.13	0.06	1.2
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.40	0.00	0.0
	L-コンセーラ II EX	2.90	0.04	1.3
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.28	0.04	13.5
	L-コンセーラ II EX	1.32	0.04	2.9
AST(GOT)	L-コンセーラ I EX	43.8	0.6	1.3
	L-コンセーラ II EX	107.2	0.9	0.8
ALT(GPT)	L-コンセーラ I EX	38.1	0.8	2.0
	L-コンセーラ II EX	120.2	1.1	0.9
LD(IFCC)	L-コンセーラ I EX	154.9	2.3	1.5
	L-コンセーラ II EX	368.9	4.8	1.3
ALP(IFCC)	L-コンセーラ I EX	76.7	0.8	1.1
	L-コンセーラ II EX	160.9	1.4	0.8
γ-GT(γ-GTP)	L-コンセーラ I EX	46.2	0.6	1.2
	L-コンセーラ II EX	293.0	2.5	0.8
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	275.7	2.9	1.0
	L-コンセーラ II EX	398.4	3.6	0.9
CK(CPK)	L-コンセーラ I EX	95.3	1.3	1.3
	L-コンセーラ II EX	525.2	5.0	1.0
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	98.0	1.0	1.0
	L-コンセーラ II EX	232.8	2.0	0.9
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.58	0.23	1.5
	L-コンセーラ II EX	50.28	0.56	1.1
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	1.037	0.016	1.5
	L-コンセーラ II EX	5.645	0.051	0.9
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.66	0.05	1.5
	L-コンセーラ II EX	9.65	0.08	0.9
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	126.2	1.1	0.9
	L-コンセーラ II EX	182.8	1.5	0.8
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	49.4	0.7	1.5
	L-コンセーラ II EX	72.0	0.9	1.2
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	41.5	0.6	1.3
	L-コンセーラ II EX	57.5	0.6	1.0
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	72.7	1.0	1.3
	L-コンセーラ II EX	102.6	1.4	1.4

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン

内部精度管理の実施状況

2023年7月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	140.8	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	152.8	1.0	0.6
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	101.5	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	119.2	0.8	0.7
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.36	0.07	1.7
	L-コンセーラ II EX	6.29	0.10	1.6
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.84	0.05	2.7
	L-コンセーラ II EX	4.10	0.06	1.4
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	8.84	0.12	1.3
	L-コンセーラ II EX	13.69	0.15	1.1
無機リン(IP)	L-コンセーラ I EX	4.18	0.06	1.5
	L-コンセーラ II EX	9.02	0.11	1.2
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	128.1	1.2	0.9
	L-コンセーラ II EX	209.4	1.3	0.6
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	94.0	0.6	0.7
	L-コンセーラ II EX	296.1	1.5	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.357	0.008	2.2
	L-コンセーラ II EX	2.329	0.040	1.7
HbA1c (NGSP)	ライフチェックDM1 ^{※1}	5.09	0.08	1.5
	ライフチェックDM2 ^{※1}	9.64	0.09	0.9
白血球数(WBC)	XN CHECK L1 ^{※2}	3029	61	2.0
	XN CHECK L2 ^{※2}	6745	90	1.3
赤血球数(RBC)	XN CHECK L1 ^{※2}	231.8	2.1	0.9
	XN CHECK L2 ^{※2}	417.5	3.0	0.7
ヘモグロビン(HGB)	XN CHECK L1 ^{※2}	5.16	0.05	0.9
	XN CHECK L2 ^{※2}	10.79	0.06	0.5
ヘマトクリット(HCT)	XN CHECK L1 ^{※2}	15.67	0.23	1.5
	XN CHECK L2 ^{※2}	31.91	0.32	1.0
血小板数(PLT)	XN CHECK L1 ^{※2}	9.12	0.34	3.7
	XN CHECK L2 ^{※2}	24.56	0.75	3.1

※1:ライフチェックDM1、ライフチェックDM2はロット変更しています。

※2:XN CHECK L1、XN CHECK L2はロット変更しています。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン