

内部精度管理の実施状況

2024年4月度 No.1

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
総蛋白(TP)	L-コンセーラ I EX	5.52	0.05	0.9
	L-コンセーラ II EX	7.97	0.06	0.8
アルブミン(ALB)	L-コンセーラ I EX	3.44	0.06	1.8
	L-コンセーラ II EX	5.04	0.07	1.5
総ビリルビン(TBL)	L-コンセーラ I EX	0.40	0.01	1.3
	L-コンセーラ II EX	2.85	0.05	1.8
直接ビリルビン(DBL)	L-コンセーラ I EX	0.20	0.01	3.5
	L-コンセーラ II EX	1.06	0.05	4.6
AST(GOT)	L-コンセーラ I EX	42.9	0.7	1.6
	L-コンセーラ II EX	109.2	1.3	1.2
ALT(GPT)	L-コンセーラ I EX	36.0	0.7	2.0
	L-コンセーラ II EX	116.0	1.2	1.0
LD(IFCC)	L-コンセーラ I EX	162.9	3.5	2.2
	L-コンセーラ II EX	358.9	6.2	1.7
ALP(IFCC)	L-コンセーラ I EX	74.0	0.8	1.1
	L-コンセーラ II EX	157.5	1.4	0.9
γ -GT(γ -GTP)	L-コンセーラ I EX	40.8	0.6	1.4
	L-コンセーラ II EX	283.1	3.0	1.0
コリンエステラーゼ(CHE)	L-コンセーラ I EX	289.4	3.3	1.2
	L-コンセーラ II EX	419.7	4.2	1.0
CK(CPK)	L-コンセーラ I EX	96.9	1.4	1.4
	L-コンセーラ II EX	511.2	6.0	1.2
アミラーゼ(AMY)	L-コンセーラ I EX	99.4	1.1	1.1
	L-コンセーラ II EX	238.2	2.4	1.0
尿素窒素(BUN)	L-コンセーラ I EX	15.66	0.27	1.7
	L-コンセーラ II EX	50.66	0.74	1.5
クレアチニン(CRE)	L-コンセーラ I EX	0.979	0.014	1.4
	L-コンセーラ II EX	5.560	0.043	0.8
尿酸(UA)	L-コンセーラ I EX	3.57	0.06	1.6
	L-コンセーラ II EX	9.73	0.09	0.9
総コレステロール(TCH)	L-コンセーラ I EX	133.3	1.5	1.2
	L-コンセーラ II EX	193.2	2.2	1.2
中性脂肪(TG)	L-コンセーラ I EX	49.1	0.8	1.5
	L-コンセーラ II EX	72.2	1.0	1.3
HDLコレステロール(HDL)	L-コンセーラ I EX	42.3	0.5	1.3
	L-コンセーラ II EX	59.0	0.6	1.1
LDLコレステロール(LDL) (直接法)	L-コンセーラ I EX	75.6	0.9	1.2
	L-コンセーラ II EX	109.5	1.3	1.2

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン

内部精度管理の実施状況

2024年4月度 No.2

項目名		平均値	標準偏差	変動係数
ナトリウム(Na)	L-コンセーラ I EX	140.7	1.0	0.7
	L-コンセーラ II EX	153.5	1.0	0.6
クロール(Cl)	L-コンセーラ I EX	99.7	0.7	0.7
	L-コンセーラ II EX	116.8	0.8	0.7
カリウム(K)	L-コンセーラ I EX	4.37	0.13	2.9
	L-コンセーラ II EX	6.28	0.19	3.0
マグネシウム(Mg)	L-コンセーラ I EX	1.87	0.05	2.4
	L-コンセーラ II EX	4.12	0.08	1.9
カルシウム(Ca)	L-コンセーラ I EX	8.83	0.15	1.7
	L-コンセーラ II EX	13.69	0.18	1.3
無機リン(IP)	L-コンセーラ I EX	4.14	0.07	1.6
	L-コンセーラ II EX	8.97	0.12	1.3
血清鉄(Fe)	L-コンセーラ I EX	129.0	1.4	1.1
	L-コンセーラ II EX	209.0	1.6	0.8
血糖(GLU)	L-コンセーラ I EX	96.0	0.8	0.8
	L-コンセーラ II EX	302.7	1.5	0.5
CRP	L-コンセーラ I EX	0.351	0.006	1.7
	L-コンセーラ II EX	2.190	0.035	1.6
HbA1c(NGSP)	ライフォチェックDM1 ^{※1}	5.22	0.09	1.8
	ライフォチェックDM2 ^{※1}	10.02	0.09	0.9
白血球数(WBC)	XN CHECK L1 ^{※2}	2993	64	2.1
	XN CHECK L2 ^{※2}	6813	95	1.4
赤血球数(RBC)	XN CHECK L1 ^{※2}	231.4	2.6	1.1
	XN CHECK L2 ^{※2}	425.0	3.7	0.9
ヘモグロビン(HGB)	XN CHECK L1 ^{※2}	5.82	0.07	1.2
	XN CHECK L2 ^{※2}	11.56	0.08	0.6
ヘマトクリット(HCT)	XN CHECK L1 ^{※2}	17.17	0.29	1.7
	XN CHECK L2 ^{※2}	33.82	0.38	1.1
血小板数(PLT)	XN CHECK L1 ^{※2}	8.63	0.29	3.3
	XN CHECK L2 ^{※2}	24.36	0.78	3.2

※1:ライフォチェックDM1、ライフォチェックDM2はロット変更しています。

※2:XN CHECK L1、XN CHECK L2はロット変更しています。

※管理図が必要な場合は担当営業員にお申し付け下さい。

株式会社 キューリン