

2023年6月
No.23-078a(全)※1

検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、過日、新規受託開始をご案内(Information No.23-028a(全)※5)しました下記項目
につきまして、検査内容を変更させていただきますので、取り急ぎご案内する次第です。
誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目

- [-] ガストリン

※変更内容は裏面をご確認ください。

■変更期日

- 2023年6月7日(水)受付日分より

以上

ガストリン

体外診断用医薬品の承認および保険適用に伴い、測定試薬を研究用試薬から体外診断用医薬品へ変更いたします。また、検査委託先も変更いたします。

■対象項目/変更内容

●[-] ガストリン ※総合検査案内未掲載項目

変更内容	新	旧
項目コード	-	(同左)
検査項目名	ガストリン	(同左)
検体量 / 容器	血液 2mL (容器番号:01 番) ↓ 遠心 血清 0.4 mL (容器番号:02 番)	血液 3 mL (容器番号:01 番) ↓ 速やかに冷却遠心 血清 0.7 mL (容器番号:02 番)
保存方法	凍結	必ず凍結
検査方法	RIA 法	RIA PEG 法
基準値 (単位)	11.9~46.9 (pmol/L)	60 以下(参考値) (pmol/L)
検査実施料	101 点 (「D008」内分泌学的検査「9」)	未収載
判断料	144 点 (生化学的検査(Ⅱ)判断料)	-
所要日数	4~11 日	6~13 日
報告下限	8.0 未満 (pmol/L)	15 未満 (pmol/L)
報告上限	5000 以上 (pmol/L)	99900000 (pmol/L)
報告桁数	有効 3 桁、小数 1 桁	有効 3 桁、小数 0 桁
備考	(なし)	空腹時に採血してください。 採血後、冷蔵にて血液の凝固を確認し、速やかに低温(4℃)にて遠心分離してください。血清は必ず 4 時間以内に凍結保存してください。
検査委託先	LSI メディエンス (→1)	エスアールエル (→5)

※その他の検査要項に変更はございません。